



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kolbel 肩関節開創器フレーム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kolbel 肩関節開創器 フレーム

SKU RM-KSRF-23-1

\$159 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 — 36 mm x 36 mm 弁	RM-KSRF-23-1-1	\$159
中サイズ — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
大 — 68 mm x 36 mm 弁	RM-KSRF-23-1-3	\$179

製品詳細

Kolbel 肩関節開創器フレームは、人工肩関節全置換術および反転型人工肩関節置換術において、信頼性の高い多方向の軟部組織開創を提供するために設計された、国際的に認められた整形外科用自己保持式器具です。交換可能なモジュール式ブレードを装着できる設計により、三角筋、大胸筋、および烏口腕筋・上腕二頭筋短頭の合同腱を同時に牽引することが可能で、肩甲上腕関節に対して広範囲でハンズフリーな術野を確保します。

開創時の様々な組織の深さに対応する包括的なキットとして構築されたこの Kolbel 肩関節開創器フレームは、全長23 cm (9 inches, \$159) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたシャーシには、患者固有の肩の解剖学的構造にスムーズに適合するよう関節運動する旋回アームシステムが装備されています。統合された機械式ラチェットギアは、強い筋肉の緊張下でも一定の対抗牽引力を維持し、関節窩の準備中における助手の疲労を解消します。

反射防止サテンマット仕上げが施された Retractor Maker 製の Kolbel 肩関節開創器フレームは、高い機械的負荷や繰り返されるオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されています。優れた耐食性、スムーズなギアの動き、そして世界中の肩関節再建術やスポーツ整形外科分野で求められる完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest