



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Williger

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Williger

SKU RM-WLR-13-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Williger (3 Pontas) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Afastador Williger (4 Pontas) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Williger é um instrumento essencial para cirurgias orais, bucomaxilofaciais e periodontais, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e antiderrapante de tecidos moles e retalhos mucoperiostais durante procedimentos ósseos. Desenvolvido com uma extremidade em ancinho curva e pontas agudas, este instrumento permite que o cirurgião segure firmemente o periósteo fibroso e os tecidos gengivais, expondo as margens do osso cortical sem deslizar para estruturas vasculares adjacentes.

Construído para um controle tátil refinado em campos intraorais restritos, este Afastador Williger mantém um comprimento total padronizado de 13 cm. Produzido artesanalmente com Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece duas configurações de modelo distintas: um modelo de 3 pontas (\$79), que oferece uma preensão altamente focada e forte de margens delicadas de tecidos moles, e um modelo expandido de 4 pontas (\$89), que fornece uma área de preensão ampliada para garantir a exposição máxima da estrutura óssea. O cabo plano ergonômico garante que os assistentes mantenham uma alavancagem manual estável e livre de fadiga durante osteotomias exigentes.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Williger para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a clínicas de cirurgia oral, centros de implantodontia e salas de reconstrução facial em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest