



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Аортальный ретрактор Crawford

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Аортальный ретрактор Crawford

SKU RM-CAR-VASC-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малая модель — 19 cm length, 15.0 mm blade	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Большая модель — 19 cm длина, лопатка 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Аортальный ретрактор Crawford является незаменимым инструментом в сердечно-сосудистой хирургии, разработанным специально для безопасного атравматичного смещения аорты, полой вены и крупных периферических сосудов в ходе реконструкции. Благодаря анатомически изогнутой лопатке, которая огибает крупные артериальные стволы, этот инструмент позволяет хирургам поддерживать беспрепятственный доступ к операционному полю, сводя к минимуму сдвиговые нагрузки на хрупкие, пораженные атеросклерозом стенки сосудов.

Созданный для прецизионных манипуляций в глубоких полостях грудной и брюшной области, данный ретрактор Crawford имеет общую длину 19 cm при ширине рабочей части 15.0 mm. Хирурги могут выбрать один из двух вариантов лопатки: Small (\$44), идеально подходящий для манипуляций в ограниченном пространстве, и Large (\$49), сконфигурированный для удержания более широких сегментов сосудов. Сбалансированная эргономичная рукоятка обеспечивает стабильную и неусттомительную ручную тракцию во время формирования сложных анастомозов.

Изготовленный компанией Retractor Maker из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, ретрактор Crawford выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая бригадам сердечно-сосудистых и торакальных хирургов высокую коррозионную стойкость, структурную жесткость и клиническую долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest