



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Esofágico Articulado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Esofágico Articulado

SKU RM-EAR-299-1

\$299 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Haste de 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Haste de 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Esofágico Articulado é um afastador e dissecador cirúrgico laparoscópico indispensável, projetado especificamente para proporcionar mobilização esofágica segura e não traumática, exposição hiatal e passagem retrogástrica durante cirurgias bariátricas e anti-refluxo. Projetado com uma ponta distal articulada capaz de dobrar mais de 90 graus, este instrumento envolve suavemente a junção gastroesofágica, permitindo aos cirurgiões estabelecer uma janela retroesofágica limpa sem comprimir os troncos vagais adjacentes ou lacerar a musculatura esofágica frágil.

Construído de acordo com as especificações da estrutura clínica, este modelo de Afastador Esofágico Articulado (\$299) oferece opções versáteis de diâmetro de haste de 5 mm ou 10 mm, com comprimentos de trabalho que variam de 330 mm a 375 mm (comprimento total do instrumento de 438 mm a 487 mm). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a característica de design da extremidade de trabalho é equipada com uma fenestração dedicada na ponta, projetada especificamente para passar bandas bariátricas, fitas cirúrgicas ou drenos de Penrose de tração através do espaço retroesofágico. A capacidade de articulação da ponta dobra em um ângulo de mais de 90°, governada por uma roda de controle ergonômica na alça que trava a orientação rigidamente.

Forjado com um acabamento acetinado fosco anti-reflexo, Retractor Maker produz o Afastador Esofágico Articulado para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos bariátricos, suítes de cirurgia do antebraço e centros clínicos minimamente invasivos em todo o mundo estabilidade mecânica inigualável, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest