



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU RM-HSR-FO-1

\$189 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	127 × 62 mm Blatt, Lichtleiterbündel, Saug-Spül-Kanal — 1
1	Universal Light Cable Fitting	Anschluss für Standard-OP-Lichtleiterkabel — 1
1	Protective Sleeve / Box	Standard-Transportverpackung — 1

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic ist ein erstklassiges beleuchtetes chirurgisches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um eine breite, atraumatische Organverdrängung mit direkter optischer Beleuchtung und aktivem Flüssigkeitsmanagement in tiefen Operationsfeldern zu kombinieren. Durch die Integration eines hochtransmissiven Glasfaserkanals und eines kontinuierlichen Saug-Spül-Kanals entlang seines Sweetheart-Blattes eliminiert dieser Retraktor dunkle Nischen und evakuiert gleichzeitig Flüssigkeitsansammlungen.

Diese Konfiguration des Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic wurde entwickelt, um die Sichtbarkeit der Kavität bei umfangreichen Abdominal- und Beckendissektionen zu maximieren. Sie verfügt über standardisierte Blattabmessungen von 127 mm Länge und 62 mm Breite (\$189). Sein glattes, herzförmiges distales Paddel schützt empfindliches Leber-, Milz- und Darmgewebe vor lokaler Kompression. Das integrierte Saug-Spül-System entfernt Blut und elektrochirurgischen Rauch sofort, während der universelle Lichtanschluss auf Standard-Lichtleiterkabel (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) passt.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochtransmissiven optischen Glasfasern mit einem blendfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker den Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic nach strengen klinischen Standards her. Er bietet hohe Langlebigkeit,

exzellente Lichtübertragung und vollständige Autoklavierbarkeit für allgemeine, urologische und gynäkologische Operationszentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest