



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

US Army Retractor, 2er-Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



US Army Retractor, 2er-Set

SKU RM-USAR-SET-21-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
US Army Retraktoren	21 cm Gesamtlänge, doppelendige Klingen 38×22 mm & 41×25 mm	\$49
Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das US Army Retractor, 2er-Set ist ein international bewährtes chirurgisches Instrumentenset, das speziell für den vielseitigen Einsatz bei der Wundrand- und Weichteilverdrängung in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und plastischen Chirurgie entwickelt wurde. Durch die gegenüberliegenden, rechtwinkligen Klingen an einem zentralen, fenstrierten Griff ermöglichen diese Retraktoren einen mühelosen Wechsel zwischen oberflächlicher subkutaner Geweberextraktion und tieferer muskulärer Elevation, ohne das Instrument wechseln zu müssen.

Mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Materialfehler ausgestattet, weist dieses US Army Retractor, 2er-Set eine feste Länge von 21 cm (\$49) auf. Das Set wird aus erstklassigen Materialien in OP-Qualität handgefertigt und ist in drei verschiedenen Basismaterialzusammensetzungen erhältlich. Die doppelendige Klingenarchitektur umfasst eine kleinere Klinge von 38 mm Länge × 22 mm Breite sowie eine größere Klinge von 41 mm Länge × 25 mm Breite, beide mit glatten, atraumatischen Rändern versehen, die Gewebequetschungen und lokale Hämatome verhindern.

Retractor Maker fertigt das US Army Retractor, 2er-Set mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Es bietet Kliniken, Traumazentren und Operationssälen weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest