



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Rígido para Microdiscectomia Tipo McCulloch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Rígido para Microdisce ctomia Tipo McCulloch

SKU RM-MMRRF-14-1

\$384 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Rígido para Microdiscectomia Tipo McCulloch	Dimensões / Detalhes: 14 cm de comprimento total, chassi rígido não articulado, acionamento por engrenagem · Quantidade Incluída: 1	\$384
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem de transporte individual · Quantidade Incluída: 1	\$384

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Rígido para Microdiscectomia Tipo McCulloch é um chassi de afastamento espinhal autoestático de primeira linha, projetado especificamente para estabelecer um corredor operatório fixo e mãos-livres durante microdiscectomias lombares e descompressões espinhais posteriores. Construído para acomodar lâminas laterais modulares e ganchos, este chassi rígido elimina obstruções visuais sob microscópios cirúrgicos, garantindo a retração estável dos tecidos durante a delicada navegação interlaminar.

Projetado com uma pegada mecânica padrão, este Afastador Rígido para Microdiscectomia Tipo McCulloch apresenta um comprimento total de chassi de 14 cm (\$384). Produzido artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) premium de grau cirúrgico, a geometria estrutural incorpora uma estrutura de chassi base autoestática rígida e não articulada que resiste à flexão sob cargas musculares paravertebrais densas. Seu mecanismo de abertura por engrenagem mecânica de precisão permite uma abertura suave e microcalibrada, conferindo aos cirurgiões controle total sobre a tensão tecidual, preservando um corredor óptico aberto.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Rígido para Microdiscectomia Tipo McCulloch para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos

centros de neurocirurgia e coluna em todo o mundo uma rigidez mecânica incomparável, alta resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest