



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Maxwell Flap Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Maxwell Flap Retractor

SKU RM-MFR-4IN-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
22 mm breite Ausführung	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm breite Ausführung	RM-MFR-4IN-1-2	\$34

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Maxwell Flap Retractor ist ein spezialisierter, handgehaltener Retraktor für die plastische und rekonstruktive Chirurgie, der gezielt für die sichere, rutschfeste Elevation von Hautlappen bei Rhytidektomien, Blepharoplastiken und Weichteileingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit scharfen Zinken im Rake-Stil ermöglicht dieses Instrument Chirurgen den Einsatz eines gleichmäßigen manuellen Gegenzugs über kutane und subkutane Ebenen, ohne fokale Hautrisse zu verursachen.

Konzipiert für präzise manuelle Kontrolle in engen Operationsfeldern, behält dieser Maxwell Flap Retractor eine durchgehende Körperlänge von 4 inches (10.2 cm) bei, was dem OP-Personal eine außergewöhnliche Feinfühligkeit bietet. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Arbeitsende über 4 scharfe Zinken, die in zwei wählbaren Breiten erhältlich sind: eine 22 mm breite Ausführung (\$29) für lokalisierte Gesichtslappen und eine erweiterte 38 mm breite Ausführung (\$34) für großflächige Präparationen an Wange und Hals. Der ergonomische Flachgriff gewährleistet eine ermüdungsfreie Griffstabilität.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Maxwell Flap Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Kliniken der kosmetischen und plastischen Gesichtschirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest