



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lateral-Wall Vaginal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lateral-Wall Vaginal Retractor

SKU RM-LWVR-1

\$109 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lateral Wall Vaginal Retractor ist ein essentielles gynäkologisches und urogynäkologisches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um den Prolaps von lateralem Vaginalgewebe in das Operationsfeld zu verhindern. Ob in Kombination mit Standard-Spekula oder als eigenständiger Retraktor eingesetzt – dieses Instrument spreizt die lateralen Vaginalgewölbe präzise auf und schafft so einen ungehinderten Zugang zur Zervix und zum Scheidengrund bei komplexen Beckenrekonstruktionen.

Diese Serie des Lateral Wall Vaginal Retractor wurde für maximale verfahrenstechnische Adaptivität konzipiert und wird in Handarbeit aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in drei Gesamtlängen gefertigt: 23 cm (\$109), 26 cm (\$114) und 28 cm (\$119). Die integrierten Valven decken Längen von 63.5 mm bis 114 mm ab, um unterschiedlichen Vaginaltiefen gerecht zu werden. Der Retractor ist in zwei Oberflächenausführungen erhältlich: Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit hygienischer Hochglanzpolitur oder isoliert mit einer dielektrischen Beschichtung für die elektroschirurgische Sicherheit. Chirurgen können zudem zwischen Varianten mit geschlossenen oder offenen Branchen wählen, um die zentrale Instrumentenfreiheit zu optimieren.

Nach strengen klinischen Standards geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Lateral Wall Vaginal Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet gynäkologischen und geburtshilflichen Zentren weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und volle klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest