



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Мастоидальный ретрактор Allport

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Мастоидальный ретрактор Allport

SKU RM-AMR-1

\$59 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Мастоидальный ретрактор Allport	Общая длина 10.2 см, острые зубцы 4×4	\$59
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Мастоидальный ретрактор Allport является незаменимым самодержащимся хирургическим инструментом, разработанным специально для отоларингологических процедур и операций на основании черепа, требующих стабильной фиксации тканей височной кости без участия рук ассистента. Удерживая позадишной лоскут и надкостницу с помощью острых перекрещивающихся зубцов, этот инструмент освобождает хирургический персонал и обеспечивает беспрепятственный микрохирургический доступ.

Данная конфигурация ретрактора Allport Mastoid длиной 10.2 см (около 4 дюймов) с зубцами 4×4 предназначена для точного натяжения в ограниченном рабочем поле. Интегрированная рукоятка с винтовым механизмом позволяет хирургу регулировать разведение губок с точностью до миллиметра, обеспечивая контролируемую контртягу, что предотвращает разрыв деликатных тканей надкостницы.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым матовым покрытием, ретрактор производства Retractor Maker рассчитан на многократные циклы стерилизации, обеспечивая ЛОР-врачам и нейрохирургам надежную фиксацию и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest