



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



FK Retractor (Fe yh-Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

\$4,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	FK-WO TORS Grundrahmen mit Adapter	Hauptrahmen-Baugruppe
1	Adapter für FK-WO TORS Grundrahmen	Montage-Verbindungsadapter
1	Adapter für Tumorfasszange oder Absaugrohr	Zusatzinstrumenten-Montageadapter
1	Lichtclip	Seitliche Kabelverbindung
2	Wangenhalter	Gebogenes Profil
1	Rauchabsaugrohr	4.0 × 170 mm
10 Stück	Zahnschutz	Latexfrei, nicht autoklavierbar
1	Mandibula-Valve	11 cm
1	Larynx-Valve	17 cm, konkav
1	Zungenspatel	Gebogen
1	Zungenspatel	Gebogen, rechts offen
1	Zungenspatel	Gebogen, links offen
1	TORS-Valve nach Weinstein-O'Malley	Standard TORS-Profil
2	Kleine TORS-Valve, Links	Kompakte linke Konfiguration

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Kleine TORS-Valve, Rechts	Kompakte rechte Konfiguration
1	Sterilisationscontainer	Formtablett für FK-WO TORS Set

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) ist eine international anerkannte transorale Operationsplattform, die für eine optimale Visualisierung und einen optimalen chirurgischen Zugang zum Zungengrund, Hypopharynx, Supraglottis und Larynx entwickelt wurde. Dieses System wurde für die transorale Roboterchirurgie (TORS) sowie für die endolaryngeale Lasermikrochirurgie optimiert und schafft einen weiten, stabilen Sichtkorridor, der Roboterarme und mikroskopische Visualisierung ohne Gewebebehinderung ermöglicht.

Das komplette FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) Set basiert auf dem FK-WO TORS Grundrahmen und umfasst spezialisierte Montageadapter für Fasszangen oder Absaugrohre, Lichtleiterclips, gebogene Wangenhalter, ein spezielles 4.0 × 170 mm Rauchabsaugrohr sowie 10 latexfreie Zahnschützer. Die Valvenmontage bietet unübertroffene klinische Flexibilität mit einer 11 cm Mandibula-Valve, einer 17 cm konkaven Larynx-Valve, Standard- und seitlich offenen gebogenen Zungenspateln sowie bilateralen Weinstein-O'Malley TORS-Valven.

Retractor Maker fertigt den FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) aus hochwertigem biokompatiblen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und Speziallegierungen, geliefert in einem passgenauen, robusten Sterilisationscontainer. Das System bietet zuverlässige Stabilität und chirurgisch fokussierte Ergonomie für HNO-Abteilungen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest