



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Anderson Bear Claw

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Anderson Bear Claw

SKU RM-ABCR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
3 garras agudas, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 garras agudas, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Anderson Bear Claw é um instrumento especializado de cirurgia plástica, projetado para oferecer aderência excepcional e tração constante em retalhos de tecidos cutâneos e subcutâneos. Projetado com garras agudas distintamente curvas, este instrumento permite que os cirurgiões fixem planos de tecidos fibrosos com segurança, sem esmagar as bordas frágeis da pele.

Otimizado para procedimentos delicados de rejuvenescimento facial e reconstrutivos, este modelo do Afastador Anderson Bear Claw apresenta um comprimento total compacto de 4 ¾ inches (12.1 cm). Está disponível em duas variações de garras especializadas: uma configuração estreita de 3 pontas agudas (\$49) para acesso digital ou periorbital direcionado, e uma configuração mais larga de 5 pontas agudas (\$59) projetada para distribuir a força de retração uniformemente em retalhos cutâneos maiores. Seu cabo ergonomicamente contornado possui um amplo descanso para o polegar para garantir controle manual antiderrapante.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Anderson Bear Claw não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo alta sensibilidade tátil e resistência total à corrosão para salas de cirurgia plástica e estética em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest