



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Valve centrale pour écarteur Henly

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Valve centrale pour écarteur Henly

SKU RM-HRCB-1

\$48 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
19 mm long × 15 mm large — Montage sur tige Henly standard	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm long × 15 mm wide — Montage sur tige Henly standard	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm de long × 15 mm de large — Montage sur tige Henly standard	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm long × 15 mm wide — Montage sur tige Henly standard	RM-HRCB-1-4	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

La valve centrale pour écarteur Henly est un composant chirurgical modulaire spécialisé, conçu pour assurer une rétraction sûre et non traumatique de la paroi centrale lorsqu'elle est montée sur un cadre d'écarteur autostatique Henly compatible. Dédiee à l'exposition vasculaire profonde et des tissus mous, cette valve transforme l'écartement latéral standard à deux voies en un couloir opératoire stable à trois voies, protégeant les structures critiques des blessures accidentelles.

Conçue pour une adaptabilité procédurale totale, cette valve centrale pour écarteur Henly est dotée d'une tige de montage standardisée qui se verrouille fermement dans la barre transversale de l'écarteur. Les chirurgiens peuvent choisir parmi quatre dimensions de valve : 19 mm de long × 15 mm de large (\$48), 25 mm de long × 15 mm de large (\$50), 32 mm de long × 15 mm de large (\$52) et un profil étendu de 76 mm de long × 15 mm de large (\$54) pour les couloirs fémoraux et rétropéritonéaux profonds. Son rebord incurvé maintient les berges tissulaires en toute sécurité sans provoquer de points de pression ischémiques.

Forgée dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit la valve centrale pour écarteur Henly pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires vasculaires, généraux et orthopédiques du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest