



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hohmann Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Hohmann Retractor

SKU RM-HR-12IN-1

\$74 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
15 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79

製品詳細

Hohmann Retractorは、人工関節置換術や骨折固定術において、確実な組織圧排と術野展開を可能にするために特別に設計された、整形外科手術に不可欠な骨レベレーション器具です。湾曲したシャンクと、骨縁に引っ掛けるための解剖学的形状のピークチップを備えたこのレトラクターは、神経血管系を損傷することなく、大きな筋肉群を骨から遠ざけるための梃子（テコ）の役割をアシスタントに提供します。

多様な骨格構造に適合するよう設計されたこのHohmann Retractorは、全長12 inches (30.48 cm)の統一されたプロファイルを維持しています。ブレード幅は、ピンポイントなレベレーションに適した15 mm wide (\$74)と、より広範囲な筋肉の圧排に適した17 mm wide (\$79)の2つのラインナップから選択可能です。輪郭に沿った先端部は大腿骨や脛骨の皮質背面に安全に固定され、ヘビーデューティーなハンドルは、長時間の牽引におけるアシスタントの手の疲労を軽減し、持続的なレベレーションを可能にします。

反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker製のHohmann Retractorは、整形外科特有の強いトルクや繰り返されるオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の人工関節および外傷外科チームに妥協のない耐久性とパフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest