



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Leyla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Leyla

SKU RM-LR-1

\$1,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Base de fijación para dos brazos flexibles	Bloque de montaje central que ancla ambos brazos flexibles a la barra de soporte
2	Brazos flexibles	Brazos de fricción multiarticulados que rotan 360 grados para un posicionamiento preciso
2	Soportes para espátulas cerebrales planas	Adaptadores de montaje terminales que conectan las espátulas a los brazos flexibles
1	Articulación de rótula para fijación a mesa	Junta multiaxial que permite la angulación flexible de la barra de soporte en el riel de la mesa
1	Barra de soporte para fijación	Columna de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) macizo que eleva el sistema sobre la línea del campo quirúrgico
1	Cabezal de acoplamiento	Bloque de abrazadera reforzado que bloquea la barra de soporte a los rieles laterales de la mesa de operaciones
2	Sujetadores para espátulas cerebrales planas	Mecanismos de sujeción de precisión que agarran firmemente espátulas cerebrales planas o flexibles
1	Caja de almacenamiento de madera	Caja protectora a medida para el almacenamiento seguro, transporte y control de inventario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Leyla es un instrumento neuroquirúrgico clásico de gran prestigio, diseñado para proporcionar una retracción atraumática y microajustable del tejido cerebral durante intervenciones craneales y espinales. Este sistema de doble brazo, que se ancla de forma segura al riel de accesorios de la mesa de operaciones mediante un cabezal de acoplamiento reforzado y una articulación de rótula, aísla las cargas de retracción para ofrecer una exposición libre de temblores sin fatiga para el asistente.

Diseñado para una articulación fluida y un ajuste intraoperatorio rápido, esta configuración completa del Separador de Leyla incluye una barra de soporte de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) macizo, una base de fijación de doble brazo y dos brazos de fricción flexibles multiarticulados. Los extremos distales incorporan mecanismos de sujeción de precisión y soportes para espátulas cerebrales planas que rotan 360 grados, lo que permite a los cirujanos ejercer un desplazamiento tisular delicado, milímetro a milímetro, en corredores estrechos.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador de Leyla en estado no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja de almacenamiento de madera a medida para una máxima protección y una presentación limpia en el quirófano.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest