



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gorney Rake Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gorney Rake Ekartör

SKU RM-GRR-3IN-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
3 in (7.5 cm), 38 mm genişlik — Standart	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm genişlik	RM-GRR-3IN-1-2	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gorney Rake Ekartör, ritidektomi, boyun germe ve rekonstrüktif yumuşak doku prosedürleri sırasında sağlam, kaymayan cilt flebi elevasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan bir estetik ve plastik cerrahi ekartördür. Geniş 4 dişli tırmık başlığı ile tasarlanan bu alet, cerrahların geniş doku planlarında homojen manuel karşı traksiyon uygulamasına olanak tanıyarak fokal yırtılmaları önlerken alttaki fasyal tabakaların operatif görünürlüğünü maksimize eder.

Dikkatli ekarte gerektiren daha büyük dokular için üretilen bu Gorney Rake Ekartör konfigürasyonu, 3 inç (7.5 cm) toplam uç uzunluğuna ve genişletilmiş yüzey temas alanı sunan 38 mm uç genişliğine sahiptir. Çalışma ucu, yoğun dermal ve subkutan dokuyu kaymadan güvenli bir şekilde kavramak için tasarlanmış, ince keskinleştirilmiş uçlara sahip 4 dişli bir yerleşim düzenine sahiptir. Konturlu sapı, cerrahi asistanlara uzun süreli estetik diseksiyonlar boyunca yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Gorney Rake Ekartörü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya çapındaki kozmetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi merkezlerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest