



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Yancoskie Abdominoplasty Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Yancoskie Abdominoplasty Retractor

SKU RM-YAR-75-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Yancoskie Abdominoplasty Retractor	7 ½" (19.0 cm) Länge, 152 mm breiter Haken, 6 scharfe In-Line-Zinken	\$99
Schutzhülle / Box	Einzelne Versandverpackung	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Yancoskie Abdominoplasty Retractor ist ein unverzichtbares Instrument für die ästhetische und rekonstruktive plastische Chirurgie, das speziell für die breite, rutschfeste Anhebung von Hautlappen und die Freilegung der Faszien bei vollständigen Bauchdeckenstraffungen, Pannikulektomien und Bodycontouring-Eingriffen entwickelt wurde. Dank seines ultrabreiten Hakenprofils ermöglicht dieses Instrument den chirurgischen Assistenten eine gleichmäßige manuelle Gegentraktion über die gesamte untere Bauchschürze, wobei Dermis und Fettgewebe sauber von der Rektusscheide abgehoben werden, ohne das Gewebe lokal zu traumatisieren.

Konzipiert für hochfrequente Autoklavierzyklen ohne Materialermüdung, weist diese Konfiguration des Yancoskie Abdominoplasty Retractor eine Gesamtlänge von 7 ½ Zoll (19.0 cm, \$99) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) zur Gewährleistung maximaler Korrosionsbeständigkeit, verfügt er über eine Arbeitsbreite von 152 mm. Die Architektur der Zinken umfasst ein einendiges Design mit 6 scharfen, in Reihe angeordneten Zinken, die den Zug gleichmäßig über dichte subkutane Faszienebenen verteilen und ein versehentliches Abrutschen verhindern. Der robuste, ergonomische Griff garantiert sichere manuelle Kontrolle während mehrstündiger Eingriffe.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Yancoskie Abdominoplasty Retractor nach strengen klinischen Standards für den Einsatz unter OP-Leuchten, um Kliniken für kosmetische Chirurgie und Rekonstruktionszentren weltweit unübertroffene mechanische Stabilität und Langlebigkeit zu

bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest