



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur thoracique Mercedes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur thoracique Mercedes

SKU RM-MTR-SERIES-1

\$329 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base à crémaillère semi-circulaire robuste	Ensemble à action combinée fournissant le couple mécanique
4 (2 paires)	Valves latérales amovibles de type crochet	2 paires de valves fenêtrées interchangeables (48×68 mm ou 70×75 mm)
1	Engrenage de réglage à vis centrale	Mécanisme de verrouillage manuel pour sécuriser les configurations et limiter la fatigue manuelle
2	Bras d'écartement ergonomiques	Cadres de poignée légers conçus avec des bords extérieurs lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur thoracique Mercedes est un instrument de chirurgie cardiothoracique à action combinée de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer une distraction multidirectionnelle et étendue des côtes et de la paroi thoracique lors d'interventions cardiaques, pulmonaires et de traumatologie thoracique majeures. Conçu avec un cadre à crémaillère semi-circulaire anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer un couple mécanique substantiel sur les côtes adjacentes et les marges sternales, établissant un couloir visuel large vers les cavités médiastinales et pleurales profondes sans provoquer d'écrasement osseux localisé.

Construit pour répondre aux exigences cliniques élevées, cette série d'écarteurs thoraciques Mercedes s'étend jusqu'à une ouverture maximale de 240 mm. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système de valves modulaires propose deux dimensions au choix : l'Option A (\$329) comprend des valves latérales fenêtrées de 48 mm × 68 mm pour les ouvertures thoraciques

standards, et l'Option B (\$349) comprend des valves latérales fenêtrées de 70 mm × 75 mm pour les parois thoraciques profondes ou volumineuses. L'ensemble comprend 4 valves latérales amovibles de type crochet (2 paires) avec des bords incurvés pour éviter tout glissement, régies par un engrenage de réglage à vis centrale qui verrouille rigidelement la position du cadre pour réduire la fatigue manuelle.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur thoracique Mercedes pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires cardiovasculaires, aux unités de traumatologie thoracique et aux services de transplantation du monde entier une fiabilité structurelle inébranlable, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest