



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador House

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador House

SKU RM-HHR-6IN-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador House	6" (15.24 cm) de comprimento, lâminas de extremidade dupla 5×16 mm e 9×25 mm	\$69
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem individual para transporte	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador House é um instrumento cirúrgico de extremidade dupla aclamado internacionalmente, projetado especificamente para desempenhar funções de afastamento duplo durante procedimentos otológicos, plásticos faciais e reconstrutivos delicados. Projetado com diferentes geometrias de lâmina em extremidades de trabalho opostas, este afastador permite que as equipes cirúrgicas transitem instantaneamente entre o afastamento superficial de tecidos moles e a exposição de feridas mais profundas sem a necessidade de trocar de ferramenta.

Construído para um controle procedimental ideal em campos confinados, esta configuração do Afastador House apresenta um comprimento total de 6 polegadas (15.24 cm, \$69). As medidas de suas lâminas integradas combinam um perfil de lâmina focado de 5.0 mm × 16.0 mm em uma extremidade para incisões estreitas e corredores meatais delicados com um perfil de lâmina maior de 9.0 mm × 25.0 mm na extremidade oposta para deslocamento fascial e muscular mais amplo. As bordas lisas e arredondadas das lâminas evitam o rasgamento do tecido, enquanto o cabo central balanceado proporciona uma empunhadura livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador House para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e

durabilidade clínica total para centros de otorrinolaringologia e cirurgia plástica em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest