



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Sofield

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Sofield

SKU RM-SFR-SERIES-1

\$46 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Tamaño #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Tamaño #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Tamaño #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Tamaño #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Tamaño #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Tamaño #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Sofield es un retractor quirúrgico ortopédico esencial diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento periosteal y de tejidos blandos seguro y no traumático a lo largo de las diáfisis de huesos largos durante osteotomías y reparación de fracturas. Diseñado con una hoja curva alargada que se envuelve suavemente alrededor de la corteza ósea, este instrumento permite a los cirujanos mantener los vientres musculares y los colgajos periósticos alejados de los cortes óseos sin resbalar ni causar compresión neurovascular focal.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave manteniendo una alta resistencia a la corrosión, esta línea de Separador Sofield es altamente personalizable en seis tamaños de modelo numerados distintos (\$46). Fabricados a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), todos los modelos (del Tamaño #1 al Tamaño #6) se pueden seleccionar en seis longitudes totales: 18.0 cm, 19.5 cm, 20.3 cm, 21.0 cm, 22.3 cm, y 22.8 cm. Las dimensiones de la hoja activa varían desde 13 mm x 19 mm en el Tamaño #1 hasta unos amplios 19 mm x 114 mm en el Tamaño #6. Cada variante cuenta con un mango integrado de superficie plana y agarre cómodo que ofrece un apalancamiento manual superior y reduce la fatiga de la mano durante reconstrucciones óseas prolongadas.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Sofield para cumplir con estrictos estándares clínicos, proporcionando a los centros de traumatología, ortopedia pediátrica y unidades de reconstrucción de huesos largos en todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest