



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Crile Wundhaken, doppelseitig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Crile Wundhaken, doppelseitig

SKU RM-CRDE-RET-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Modell #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Modell #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Crile Retractor Double-Ended ist ein unverzichtbares, handgehaltenes chirurgisches Instrument, das speziell für die zuverlässige Freilegung von Weichteilen und Wundrändern in verschiedenen Tiefen bei kleineren allgemein-, plastischen und rekonstruktiven Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit zwei unterschiedlichen, entgegengesetzt ausgerichteten rechtwinkligen Blättern auf einem kompakten Chassis, ermöglicht dieser Wundhaken dem OP-Team den sofortigen Wechsel zwischen flacher subkutaner Geweberektraktion und tieferer Faszienanhebung.

Dieser für außergewöhnliche Wendigkeit in engen Operationsfeldern konzipierte Crile Retractor Double-Ended verfügt über eine Gesamtlänge von 4 ¼ inches (10.8 cm). Das Instrument wird in zwei standardisierten Konfigurationen angeboten: Style #1 (\$29) mit Blättern von 11 mm × 3 mm (1/8" × 7/16") und 20 mm × 6 mm (1/4" × 13/16") sowie Style #2 (\$35) mit Blättern von 1/4" × 1/2" und 3/8" × 7/8". Die glatten, abgerundeten Blattkanten verhindern Gewebetraumata, während der zentrale Griff dem Assistenten einen ermüdungsfreien Halt bietet.

Geschmiedet aus hochwertigem, medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Crile Retractor Double-Ended so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, exzellente manuelle Balance und vollständige klinische Langlebigkeit für ambulante Kliniken und Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest