



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de la Branche Montante Médiale

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de la Branche Montante Médiale

SKU RM-MRR-195-1

\$99 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Variante modèle Gauche	Longueur totale : 19.5 cm · Rôle clinique principal : Protection des tissus mous médiaux lors des ostéotomies sagittales gauches · Prix (USD) : \$99.00
1	Variante modèle Droit	Longueur totale : 19.5 cm · Rôle clinique principal : Protection des tissus mous médiaux lors des ostéotomies sagittales droites · Prix (USD) : \$99.00
1	Manchon de protection / Boîte	Longueur totale : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de la branche montante médiale est un instrument de chirurgie orthognathique indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement des tissus mous sûr et non traumatique le long de la face médiale de la branche montante lors des procédures de split sagittal. Conçu pour glisser délicatement entre le cortex médial de la branche et le muscle ptérygoïdien médial, cet écarteur protège le faisceau neurovasculaire alvéolaire inférieur au-dessus de la lingula pendant les coupes osseuses horizontales.

Adapté aux approches chirurgicales bilatérales, ce modèle d'écarteur Retractor Maker présente une longueur totale de 19.5 cm (\$99). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument offre des variantes anatomiques distinctes sélectionnables dans le menu de configuration : un modèle Gauche et un modèle Droit. L'extrémité incurvée de la lame s'adapte parfaitement au bord postérieur et médial de la branche, évitant tout glissement tout en éloignant les mains de l'assistant du champ de vision du chirurgien.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de la branche montante médiale pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et reconstructeurs du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest