



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

French Pattern I.M.A. Sternalsperrer für Ministernotomie

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



French Pattern I.M.A. Sternalsperrer für Ministernotomie

SKU RM-FPMS-429-1

\$429 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Low-Profile Mittellinien-Gleitrahmen	Miniaturisierte Führungsschiene, optimiert für Ministernotomie-Zugänge
1	Miniatur-Sternalvalvula-Komponente	30 mm × 20 mm glatte rechteckige Platte zur Kraftverteilung an der Knochenwand
2	Mikro-Sternal-Krallenvulven	Duale gebogene Fixierungshaken mit 43 mm oder 50 mm tiefen Arbeitsenden
3	Integrierte manuelle Valvulen-Schraubverschlüsse	Schnellverschluss-Gewindebaugruppen zur Sicherung der individuellen Öffnungseinstellungen
2	Stromlinienförmige Auslegerarme	Leichtes Chassis-Layout mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standardmäßige Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der French Pattern I.M.A. Sternalsperrer für Ministernotomie ist ein spezialisierter Retraktor für die minimalinvasive Herzchirurgie, der speziell für die sichere, unilaterale Sternumelevation und Exposition bei partiellen Sternotomien und Ministernotomie-Inzisionen entwickelt wurde. Dank seiner flachen Führungsschiene und kompakten Valvulenmodule ermöglicht dieses Instrument den Zugang zur A. mammaria interna und zum anterioren Mediastinum durch begrenzte obere oder untere Sternalspaltungen, ohne Knochenfrakturen zu riskieren.

Dieses Komplettsset des French Pattern I.M.A. Sternalsperrers für Ministernotomie (\$429) entspricht klinischen Framework-Spezifikationen und verfügt über einen flachen Mittellinien-Gleitrahmen, der für ein reibungsloses Öffnen in beengten Korridoren optimiert ist. Die primäre Sternalvalvula mit den Maßen 30 mm × 20 mm (20 mm breit × 30 mm lang) ist aus erstklassigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und verteilt die Kraft gleichmäßig gegen die Knochenwand. Das modulare System umfasst duale Mikro-Sternal-Krallenvulven, die wahlweise mit einer Arbeitstiefe von 43 mm oder 50 mm erhältlich sind und durch drei integrierte manuelle Feststellschrauben gesichert werden, um die Ermüdung des Assistenten zu minimieren.

Retractor Maker fertigt den French Pattern I.M.A. Sternalsperrers für Ministernotomie mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet Abteilungen für minimalinvasive Herzchirurgie, Aortenklappenzentren und Hybrid-OPs weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Haltbarkeit bei der Aufbereitung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest