



## 製品パンフレット

ピリフォーム・リム・リトラクター（梨状口縁開創器）

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## ピリフォーム・リム・リトラクター（梨状口縁開創器）

SKU RM-PRR-17-1

**\$49 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細      | 価格 (USD) |
|-----------------------------|---------------|----------|
| 小 — 17 cm                   | RM-PRR-17-1-1 | \$44     |
| 標準型 — 18.5 cm, 45×7 mm ブレード | RM-PRR-17-1-2 | \$49     |

### 製品詳細

Piriform Rim Retractorは、鼻孔周囲の軟組織の安全で非外傷的な排除と骨露出を目的として設計された、顎顔面外科および外鼻形成術に不可欠な手術用レトラクターです。解剖学的形状に沿ったフック状のピークを備えたこの器具は、中顔面骨切り術中に上唇、副鼻腔周囲筋、および骨膜を往復鋸から遠ざけて安全に挙上し、側方梨状口縁を確実に保持します。

口腔内での最適なクリアランスを確保するために設計されたこのPiriform Rim Retractorは、全長17 cm (\$49) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、優れた強度と耐食性を実現するために手作業で仕上げられています。滑らかに研磨されたブレード縁は、脆弱な鼻粘膜を損傷したり副鼻腔周囲の神経血管束を圧迫したりすることなく、皮質骨に対して強固に固定されます。人間工学に基づいたフラットハンドルは、広範囲にわたる顎顔面再建術の間、手術助手に安定した徒手対抗牽引を提供します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のPiriform Rim Retractorは、繰り返しの病院内滅菌サイクルに耐え、世界中の口腔顎顔面・顔面再建外科において、卓越した機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest