



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de cuello condilar Awty

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de cuello condilar Awty

SKU RM-ACNR-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de cuello condilar Awty	22 cm de longitud total, hoja condilar curva	\$59
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de cuello condilar Awty es un instrumento esencial en cirugía maxilofacial, diseñado específicamente para proporcionar una exposición segura y estable del cuello condilar y la región subcondilar de la mandíbula. Diseñado con un extremo de trabajo anatómicamente curvado que se engancha de forma segura detrás del borde posterior de la rama ascendente, este instrumento protege las ramas del nervio facial y los vasos maxilares internos de las sierras oscilantes y fresas rotatorias.

Diseñada para el acceso a espacios profundos en cirugía oral y maxilofacial, esta configuración del separador de cuello condilar Awty presenta una longitud total de 22 cm, lo que mantiene las manos del asistente fuera del campo quirúrgico del cirujano. Su avanzado mango ergonómico integra contornos que mejoran la comodidad y optimizan el agarre táctil, ofreciendo un control superior y reduciendo significativamente la fatiga manual durante osteotomías ortognáticas prolongadas.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el separador de cuello condilar Awty para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de cirugía oral, maxilofacial y plástica un instrumento indispensable para la reconstrucción por traumatismo y la cirugía de la rama.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest