



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Morse

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador Costal Morse

**SKU** RM-MRS-SERIES-1

**\$239 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                            | SKU / DETALLES    | PRECIO (USD) |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Opción A — 22 × 27 mm / 200 mm Spread      | RM-MRS-SERIES-1-A | \$239        |
| Option B — 30 × 28 mm / Apertura de 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-B | \$259        |
| Option C — 42 × 28 mm / Apertura de 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-C | \$279        |
| Option D — 55 × 28 mm / Apertura de 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-D | \$299        |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador costal Morse es un separador quirúrgico torácico avanzado diseñado específicamente para proporcionar una separación intercostal versátil y no traumática, así como exposición de la pared torácica durante la toracotomía abierta. Diseñado con una guía de deslizamiento paralela ultraligera y valvas móviles de posiciones múltiples, este instrumento permite a los cirujanos ajustar la orientación de las valvas dinámicamente según la curvatura de las costillas, distribuyendo las fuerzas de distracción de manera uniforme para eliminar el estrés óseo focal y las fracturas costales.

Construido para proporcionar la máxima flexibilidad clínica minimizando el peso total del instrumento, el inventario de este separador costal Morse se escala en cuatro configuraciones de tamaño de valvas móviles: la Opción A (\$239) cuenta con valvas laterales de 22 mm × 27 mm con una expansión máxima de cremallera de 200 mm; la Opción B (\$259) cuenta con valvas de 30 mm × 28 mm con una expansión máxima de 210 mm; la Opción C (\$279) cuenta con valvas de 42 mm × 28 mm con una expansión máxima de 210 mm; y la Opción D (\$299) cuenta con valvas de 55 mm × 28 mm con una expansión máxima de 210 mm. El sistema monta cuatro

valvas anguladas móviles (dos por brazo), aseguradas por un cierre de tornillo giratorio integrado que rigidiza el marco para reducir la fatiga manual.

Fabricado con valvas de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker produce el separador costal Morse para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas cardiorácicas, centros de trauma y clínicas de cirugía pulmonar de todo el mundo una durabilidad inigualable, resistencia a la corrosión y total fiabilidad en autoclave.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest