



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de racine nerveuse Toennis

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de racine nerveuse Toennis

SKU RM-TNRR-15-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de racine nerveuse Toennis	Longueur totale de 15 cm, tige mince, extrémité en crochet lisse	\$29
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de racine nerveuse Toennis est un écarteur neurochirurgical et rachidien spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer la mobilisation et la protection sûres et non traumatiques des racines nerveuses délicates et du sac thécal pendant une discectomie lombaire postérieure. Conçu avec une tige ultra-mince, cet écarteur permet aux chirurgiens du rachis de manipuler les éléments neuraux en douceur dans des fenêtres interlaminaires étroites sans obstruer la visualisation microscopique ni encombrer les micro-instruments délicats.

Conçu pour résister à des cycles de stérilisation en autoclave à haute fréquence sans se dégrader, cette configuration de l'écarteur de racine nerveuse Toennis présente une longueur totale d'outil de 15 cm (\$29) qui offre un contrôle manuel exceptionnel et un retour tactile raffiné. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil de sa lame de travail intègre une conception à extrémité unique et au corps mince se terminant par un crochet lisse profilé spécifiquement pour la manipulation atraumatique des tissus neuraux et délicats. Le manche plat ergonomique assure une contre-traction manuelle stable et sans fatigue tout au long des décompressions canalaires prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de racine nerveuse Toennis pour répondre à des normes cliniques strictes, offrant aux blocs de neurochirurgie, aux centres de chirurgie rachidienne et aux salles d'opération orthopédiques du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest