



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sims Vaginal-Retraktor — Hohlgriff

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Sims Vaginal-Re traktor — Hohlgriff

**SKU** RM-SVRHGH-23-1

**\$89 USD**

### VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION       | SKU / DETAILS    | PREIS (USD) |
|-----------------------|------------------|-------------|
| 70 mm × 25 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-1 | \$89        |
| 76 mm × 38 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-2 | \$94        |
| 90 mm × 38 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-3 | \$99        |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sims Vaginal-Retraktor — Hohlgriff stellt eine fortschrittliche, ergonomische einendige Weiterentwicklung des klassischen Spekulum-Retraktors dar. Er wurde speziell entwickelt, um eine tiefe Verdrängung der Vaginalwand zu ermöglichen und gleichzeitig die Ermüdung der Hand des Assistenten zu minimieren. Das verlängerte, rechtwinklige Entenschnabel-Blatt, das in einer weichen Haltelippe endet, drückt die hintere Vaginalwand sanft nach unten und schafft so einen breiten, statischen Operationskorridor zur Zervix und zum apikalen Gewölbe.

Dieser Sims Vaginal-Retraktor — Hohlgriff verfügt über ein glattes, hygienisches Oberflächenprofil und eine lebenslange Garantie gegen Rost. Die verlängerte Gesamtlänge von 23 cm sorgt dafür, dass die Hände des Assistenten weit außerhalb des Operationsfeldes bleiben. Das Instrument wird in Handarbeit aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit hochglanzpoliertem Finish gefertigt. Das einendige, atraumatisch-stumpfe Blattprofil ist in drei klinischen Größen erhältlich: 70 mm × 25 mm (\$89), 76 mm × 38 mm (\$94) und 90 mm × 38 mm (\$99). Der hermetisch versiegelte Hohlgriff reduziert das Gesamtgewicht des Instruments drastisch und bietet gleichzeitig eine außergewöhnliche Griffstabilität.

Retractor Maker fertigt den Sims Vaginal-Retraktor — Hohlgriff mit einem blendfreien, seidenmatten Finish auf den Griffflächen, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Damit bietet er geburtshilflichen, gynäkologischen und urogynäkologischen Zentren weltweit überlegene Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit

und absolute klinische Zuverlässigkeit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest