



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Mathieu Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Mathieu Retractor

SKU RM-MTR-20-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Mathieu Retractor — это универсальный двухсторонний хирургический инструмент, специально разработанный для надежной многоуровневой ретракции краев ран и мягких тканей в общей, пластической и ортопедической хирургии. Благодаря двум различным геометриям вильчатых лопаток на противоположных концах центральной рукоятки, этот инструмент позволяет хирургическим бригадам легко переходить от поверхностной ретракции подкожных тканей к более глубокой элевации фасций.

Созданный для клинической гибкости при работе на различной глубине, Mathieu Retractor сохраняет общую длину 20 cm (8 inches). Инструмент, изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, доступен в двух вариантах матриц размеров лопаток: 42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm (\$44) для стандартных полей мягких тканей и расширенный профиль 47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm (\$54) для более широкого разведения мышц. Гладкие закругленные края лопаток предотвращают травматизацию тканей, а центральная рукоятка обеспечивает удобный захват без усталости для ассистента.

Изготовленный с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Mathieu Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую структурную жесткость и полную клиническую долговечность для амбулаторий и операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest