



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Aislado de Doble Extremo Kawamoto

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Aislado de Doble Extremo Kawamoto

SKU RM-KDEIR-1

\$34 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Aislado de Doble Extremo Kawamoto	Dimensiones / Detalles: Longitud de 6" (152 mm), hojas aisladas en L de 14 x 16 mm	\$34
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual	\$34

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Aislado de Doble Extremo Kawamoto es un instrumento especializado para cirugía plástica y craneofacial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro de los tejidos blandos mientras protege los tejidos adyacentes de corrientes electroquirúrgicas errantes. Recubierto con un aislamiento dieléctrico duradero y resistente al calor, este separador evita la transferencia térmica accidental, el arco voltaico y las quemaduras por contacto durante la disección activa con electrocauterio monopolar o bipolar.

Construido para maximizar la seguridad del paciente contra lesiones térmicas, esta configuración del Separador Aislado de Doble Extremo Kawamoto presenta una longitud total de herramienta de 6 pulgadas (15.2 cm / 152 mm). Sus extremos de trabajo incorporan una huella de hoja de 14 mm x 16 mm de ancho construida en un perfil de configuración en L de doble extremo emparejado con un mango central plano. Los márgenes lisos y no conductores de la hoja sostienen de forma segura los colgajos de piel delicados y la mucosa oral, proporcionando a los asistentes quirúrgicos una palanca manual cómoda durante procedimientos reconstructivos complejos.

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un revestimiento dieléctrico no conductor de alta integridad, Retractor Maker produce el Separador Aislado de

Doble Extremo Kawamoto para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía plástica, maxilofacial y pediátrica de todo el mundo una seguridad eléctrica excepcional, resistencia a la corrosión y una durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest