



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Schuknecht Fisch Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Schuknecht Fisch Retractor

SKU RM-SFR-13-1

\$114 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
2本爪 (2:2配列) — 13 cm length, セミシャープ 2:2 prongs, 着脱式	RM-SFR-13-1-1	\$114
3歯 (3:3列) — 13 cm length, 半鋭 3:3 prongs, 着脱式	RM-SFR-13-1-2	\$124

製品詳細

Schuknecht Fisch Retractorは、耳科手術および側頭蓋底手術において、限られた術野で軟部組織や骨膜を安定して自動牽引するために設計された、世界的に高く評価されている開創器です。関節式の自動固定シャーシを採用し、校正された機械的張力によって耳後切開部を開放状態で保持することで、手術用顕微鏡下での視界を確保しながら助手の疲労を軽減します。

本製品は、処置の信頼性と再処理の容易さを追求し、全長13 cmで構成されています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、半鋭爪の構成は、小切開用の2枚爪（2:2配列、\$114）と、より広い創縁用の3枚爪（3:3配列、\$124）の2種類から選択可能です。再処理設計においては、すべての部品が完全に着脱可能で、シャーシを迅速に分解できるため、隅々まで洗浄でき、滅菌の信頼性を高めています。

反射を抑えたサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのSchuknecht Fisch Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブに対応する耐久性を備えています。世界中の耳鼻咽喉科や脳神経外科の術場において、優れた機械的安定性、耐食性、およびオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest