



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Richardson Retractor Grip Handle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Richardson Retractor Grip Handle

SKU RM-RRGH-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Hohlgriff, Lamb- oder Leichtbaugriff	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Hohlgriff, Lamb-Griff oder Leichtgewicht-Griff	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Hohlgriff, Lamb-Griff oder Leichtgewicht-Griff	RM-RRGH-1-3	\$74

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Richardson Retractor Grip Handle ist eine fortschrittliche ergonomische Weiterentwicklung des klassischen Bauchsperrers, der speziell für die tiefe Muskelverdrängung entwickelt wurde und gleichzeitig die Ermüdung des Anwenders bei großen offenen Eingriffen reduziert. Ausgestattet mit einem verlängerten, rechtwinkligen, konkaven Blatt, das in einer weichen Haltelippe endet, ermöglicht dieses Instrument chirurgischen Assistenten einen kontinuierlichen Gegenzug an dichten Bauchwänden und viszerale Ebenen ohne Abrutschen.

Die Richardson Retractor Grip Handle-Serie ist für eine hohe Frequenz an Autoklavzyklen ausgelegt, bleibt dabei vollständig korrosionsbeständig und ist in drei Gesamtlängen flexibel einsetzbar: 9 ½ inches (24.13 cm, \$64), 10 inches (25.40 cm, \$69) und 11 inches (27.94 cm, \$74). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), können Chirurgen aus drei speziellen Griffprofilen wählen: einem Hohlgriff-Profil zur Belastungsminimierung, einem Lamb-Griff-Profil, das ergonomisch für eine stabile Handflächenabstützung geformt ist, oder einem leichten Griff-Profil. Das ausgewogene Chassis bietet OP-Assistenten eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Retractor Maker fertigt den Richardson Retractor Grip Handle mit einem blendfreien satinierten Matt-Finish, um schweren mechanischen Belastungen und wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Damit bietet er

allgemeinen, gynäkologischen und orthopädischen Operationssälen weltweit außergewöhnliche klinische Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und chirurgische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest