



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Markham-Meyerding Hemilaminektomi Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Markham-Meyerding Hemilaminectomy Ekartörü

SKU RM-MMHR-17-1

\$124 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 40 mm x 25 mm bıçak	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Orta Boy — 50 mm x 25 mm bıçak	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Büyük — 60 mm x 25 mm bleyd	RM-MMHR-17-1-3	\$124

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Markham-Meyerding Hemilaminektomi Ekartörü, posterior lomber hemilaminektomi ve diskektomi sırasında sarsılmaz bir unilateral operatif pencere oluşturmak ve korumak için özel olarak tasarlanmış spinal cerrahi bir ekartördür. Asimetrik bir çalışma çerçevesi ile tasarlanan bu ekartör, spinöz prosese ankraj sağlarken aynı zamanda ağır paraspinal kasları laminar koridordan lateral yönde uzaklaştırır.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Markham-Meyerding Hemilaminektomi Ekartörü, 17 cm (\$124) sabit toplam uzunluğa sahiptir ve satın alma konfigürasyon menüsü üzerinden seçilebilen iki aynalı anatomik düzen sunar. Seçenek 1, sol tarafta 63.5 mm uzunluk x 25 mm genişlikte bir kanat ve sağ tarafta tek bir kanca içerirken; Seçenek 2, kanadı sağ tarafa, kancayı ise sol tarafa yerleştirir. Çok pozisyonlu mekanik cırcırlı kilit sistemi, sürekli karşı traksiyonu otomatik olarak sürdürerek derin kanal dekompresyonu boyunca asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen Retractor Maker, Markham-Meyerding Hemilaminektomi Ekartörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki omurga merkezlerine, nöroşirürji servislerine ve ortopedik travma ünitelerine yüksek yapısal rijitlik, yüksek korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest