



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Obwegeser Ramus Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Ramus Retractor

SKU RM-ORR-22-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Obwegeser Ramus Retractor	全長22 cm、解剖学的カーブ付き下顎枝ブレード	\$49
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Obwegeser Ramus Retractorは、顎矯正手術において下顎枝に沿った安全で非外傷性の軟組織排除と骨露出を提供するために特別に設計された、不可欠な顎顔面外科用レトラクターです。下顎後縁に確実に固定される解剖学的なフック状のカーブを備えたこの器具は、深い血管構造や顔面神経枝を偶発的な損傷から保護しながら、往復鋸による骨切除を可能にします。

口腔内でのクリアランスを十分に確保できるよう設計されたこのObwegeser Ramus Retractorは、全長22 cm (\$49) を備えています。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、持続的な強度と耐食性を保証します。滑らかに研磨されたブレード縁は骨皮質をきれいに保持し、咬筋や内側翼突筋への粘膜裂傷や局所的な圧挫損傷を防ぎます。人間工学に基づいたハンドルは、長時間の骨切り術の間、手術助手に安定した手動のレバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのObwegeser Ramus Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の口腔外科、顎顔面外科、顔面再建外科において、優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest