



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Anderson «Медвежий коготь»

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Anderson «Медвежий КОГОТЬ»

SKU RM-ABCR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
3 острых крючка, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 острых зубцов, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Anderson «Медвежий коготь» — специализированный ручной инструмент для пластической хирургии, предназначенный для обеспечения исключительного захвата и стабильной тракции кожных и подкожных лоскутов. Благодаря характерно изогнутым острым зубцам, этот инструмент позволяет хирургу надежно удерживать слои фиброзной ткани, не раздавливая хрупкие края кожи.

Оптимизированная для деликатных процедур по омоложению лица и реконструктивных операций, данная модель Anderson Bear Claw имеет компактную общую длину 4 ¾ дюйма (12.1 cm). Ретрактор доступен в двух вариантах исполнения рабочей части: узкая 3-зубая конфигурация (\$49) для точечного доступа в области пальцев или орбитальной зоны и более широкая 5-зубая конфигурация (\$59), предназначенная для равномерного распределения силы ретракции при работе с крупными кожными лоскутами. Эргономичная рукоятка с широким упором для большого пальца гарантирует надежный ручной контроль без соскальзывания.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker поставляет ретрактор Anderson «Медвежий коготь» нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая высокую тактильную чувствительность и полную коррозионную стойкость для операционных залов пластической и эстетической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest