



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Aufricht Walter Nasal Retraktörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Aufricht Walter Nasal Retraktörü

SKU RM-AWNR-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Aufricht Walter Nasal Retractor	13.5 cm toplam uzunluk, 42 x 7 mm çift uçlu bıçaklar	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Aufricht Walter Nasal Retraktörü, kozmetik ve rekonstrüktif burun prosedürleri sırasında olağanüstü cerrahi çok yönlülük ve hassas yumuşak doku traksiyonu sağlamak üzere tasarlanmış, çift uçlu el tipi bir rinoplasti retraktörüdür. Tek bir dengeli sap üzerinde iki özel çalışma ucunu birleştiren bu alet, cerrahların alet değiştirmeden değişken burun boşluğu derinliklerine uyum sağlamasına olanak tanır.

Rafine prosedürel kontrol için tasarlanan bu Aufricht Walter Nasal Retraktörü modeli, 13.5 cm toplam uzunluğa ve 42 mm uzunluğunda, 7 mm genişliğinde çalışma uçlarına sahiptir. Çift uçlu bıçak mimarisi, farklı uç açıları ve kavis profilleri sunarak cerrahi ekiplerin bir ucla alar kıkırdığı nazıkçe desteklemesine veya mukozal yırtılma riski olmaksızın karşı ucla dorsal deri-yumuşak doku zarfını kaldırmasına olanak tanır.

Yansımayı önleyen saten mat kaplamalı, yüksek dereceli tıbbi cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Aufricht Walter Nasal Retraktörü'nü zorlu hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki plastik cerrahi ve KBB kliniklerine yüksek dayanıklılık ve cerrahi hassasiyet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest