



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Adson Cerebellum

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Adson Cerebellum

SKU RM-ACR-1

\$159 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — 6.5 in, profondeur 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
Standard — 7.5 in, profondeur 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
Grand — 9.5 in, 22 mm profondeur	RM-ACR-1-3	\$174

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Adson Cerebellum est un instrument chirurgical autostatique essentiel, conçu pour assurer une rétraction stable et mains libres du cuir chevelu et des muscles lors des interventions crâniennes de la fosse postérieure. En répartissant une contre-traction continue sur la musculature sous-occipitale dense, cet écarteur élimine la fatigue de l'assistant tout en établissant un corridor opératoire optimal pour l'intervention neurochirurgicale.

Conçu pour l'ergonomie anatomique autour du crâne, ce modèle Adson Cerebellum présente une longueur totale de 7 ½ pouces (19.05 cm) avec un profil de bras coudé qui épouse confortablement l'anatomie du patient. Les extrémités de travail sont équipées de griffes pointues imbriquées qui saisissent fermement la musculature profonde et la galea, tandis que le mécanisme de crémaillère intégré à anneaux se verrouille en toute sécurité à différentes largeurs d'expansion pour maintenir la rétraction sous une forte tension musculaire.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate non réfléchissante, Retractor Maker produit l'écarteur de Adson Cerebellum selon des tolérances cliniques strictes, garantissant un engagement fluide de la crémaillère, une haute résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les blocs opératoires de neurochirurgie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest