



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Delee Universal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Delee Universal

SKU RM-DUR-1

\$129 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Delee Universal	24 cm de comprimento total, lâmina curva de 50 x 70 mm	\$129
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$129

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Delee Universal (frequentemente denominado afastador de bexiga Delee) é um instrumento cirúrgico fundamental em obstetrícia e ginecologia, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento amplo e atraumático da bexiga urinária e da parede abdominal inferior durante cesarianas e procedimentos pélvicos abertos. Projetado com uma lâmina curva lisa e expansiva, este afastador isola a bexiga com segurança, afastando-a das incisões de histerotomia uterina inferior.

Construído para maximizar a exposição no campo operatório, esta configuração do Afastador Delee Universal apresenta um comprimento total de 24 cm (\$129) combinado com um perfil de lâmina fixa de 50 mm de largura por 70 mm de profundidade. O rebordo polido e arredondado da lâmina acomoda a bexiga de forma atraumática, evitando hematomas na mucosa ou perfurações sob forte contra-tração. Seu cabo plano ergonômico de alta resistência oferece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem livre de fadiga, garantindo que a bexiga permaneça deprimida e protegida de passagens de bisturi e cânulas de sucção.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Delee Universal para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às unidades de parto e centros cirúrgicos ginecológicos em todo o mundo durabilidade excepcional e confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)