



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Joelho Blount

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Afastador de Joelho Blount

**SKU** RM-BKR-1

**\$64 USD**

### TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO   | SKU / DETALHES | PREÇO (USD) |
|-------------------|----------------|-------------|
| 6 7/8" (17.5 cm)  | RM-BKR-1-1     | \$64        |
| 7" (17.8 cm)      | RM-BKR-1-2     | \$69        |
| 10 1/4" (26.0 cm) | RM-BKR-1-3     | \$74        |
| 10 3/8" (26.4 cm) | RM-BKR-1-4     | \$79        |

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Joelho Blount é um instrumento cirúrgico ortopédico indispensável, projetado especificamente para fornecer alavancagem confiável e exposição de tecidos moles ao redor dos côndilos femorais e do planalto tibial durante a artroplastia total de joelho. Projetado com um bico anatômico que se fixa às margens ósseas, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas afastem o tendão patelar, os ligamentos colaterais e a cápsula sem esmagamento tecidual.

Construído para profundidades anatômicas variáveis, a série de Afastadores de Joelho Blount oferece configurações de comprimento selecionáveis, incluindo 6 7/8" (\$64), 7" (\$69), 10 1/4" (\$74) e 10 3/8" (\$79), com linhas de produção padrão acomodando um perfil estrutural de 6 3/8". Os cirurgiões podem configurar a extremidade de trabalho com uma Lâmina Estreita Curta (variante de modelo 14093) para acesso localizado ou uma Lâmina Larga (variante de modelo 14094) para deslocamento amplo de tecido. Seu cabo contornado oferece controle superior de contra-tração, mantendo as mãos do assistente afastadas das serras ósseas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Joelho Blount para suportar alta alavancagem mecânica e ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando durabilidade clínica inabalável para equipes de

substituição articular ortopédica.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)