



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Parsonnet 心外膜開創器

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Parsonnet 心外膜開創器

SKU RM-PER-1

**\$44 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格 (USD) |
|-------------|------------|----------|
| 極小          | RM-PER-1-1 | \$44     |
| 小           | RM-PER-1-2 | \$49     |
| 中           | RM-PER-1-3 | \$54     |
| 大           | RM-PER-1-4 | \$59     |

### 製品詳細

Parsonnet 心外膜開創器は、冠状血管を覆う心外膜脂肪や心筋組織を優しくハンズフリーで圧排するために特別に開発された心臓血管外科用開創器です。柔軟なスプリング付ワイヤーフレームワークで設計されたこの器具は、標的となる冠動脈をきれいに隔離し、繊細な動脈切開や微小血管吻合において安定した無血の手術術野を確保します。

多様な患者の解剖学的境界に対応するため、この Parsonnet 心外膜開創器ラインは、均一なスプリング設計を維持しながら4つの選択可能なサイズを提供しています。微小な末梢血管用の Extra Small (2.5 cm, \$44)、Small (3.0 cm, \$49)、標準的な冠動脈露出用の Medium (3.8 cm, \$54)、そして深い心筋内血管用の Large (4.8 cm, \$59) をラインナップしています。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、輪郭の整った研磨済みワイヤーブロングは、心筋を穿刺したり冠動脈腔を圧迫したりすることなく、心外膜に確実に固定されます。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Parsonnet 心外膜開創器は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の心臓外科室や先天性心疾患研究所に向けて、高い弾性記憶、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest