



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal DeBakey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal DeBakey

SKU RM-DRS-SET-1

\$449 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Bastidor de riel de expansión paralelo de alta resistencia	Riel deslizante que proporciona ensanchamiento óseo estructural lineal (150 mm o 200 mm)
6 (3 pares)	Valvas laterales desmontables tipo gancho	3 pares de valvas intercambiables con bordes curvos antideslizantes
1	Cierre de tornillo de tensión integrado	Perno de bloqueo de rotación manual para minimizar la fatiga del usuario
2	Brazos de extensión ergonómicos para pinzas	Mangos ligeros con bordes exteriores atraumáticos lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El DeBakey Rib Spreader es un sistema de retracción quirúrgica cardiorácica de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una separación costal segura y amplia, así como el desplazamiento de la pared torácica durante procedimientos de corazón abierto y cirugías pulmonares mayores. Diseñado con un riel de expansión paralelo ultrarrígido, este instrumento permite a los cirujanos ampliar el espacio intercostal con una linealidad mecánica suave, distribuyendo las cargas tisulares de manera uniforme para prevenir fracturas costales y la compresión del haz neurovascular.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, este juego completo de DeBakey Rib Spreader (\$449) cuenta con un bastidor de riel de expansión paralelo de alta resistencia que proporciona un ensanchamiento óseo estructural lineal con un límite máximo de expansión de 150 mm o 200 mm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema modular se suministra con 6 valvas

laterales desmontables tipo gancho (3 pares de valvas intercambiables con bordes curvos antideslizantes) y 2 brazos de extensión ergonómicos con bordes exteriores atraumáticos lisos. Su perno de bloqueo de rotación manual con tornillo de tensión integrado elimina la fatiga manual del asistente al mantener la contracción rígida de forma automática.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el DeBakey Rib Spreader para soportar inmensas cargas mecánicas y repetidos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos cardiovasculares, unidades de trauma torácico y salas de trasplante en todo el mundo una fiabilidad estructural inquebrantable, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest