



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Retractor

SKU RM-BR-1

\$1,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Bookwalter Field Post	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter Horizontal Bar	スタンダード
1	Bookwalter Post Coupler	スタンダード
1	Bookwalter Horizontal Flex Bar	直径 1" (2.5 cm)
2	Bookwalter Standard Ratchets	非チルト式
5	Bookwalter Tilt Ratchet Mechanisms	マルチアングル
1	Bookwalter Oval Ring, Medium	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Bookwalter Segmented Ring, Medium	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Bookwalter Balfour Blades	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Bookwalter Kelly Blade	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Bookwalter Kelly Blade	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Bookwalter Kelly Blade	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Bookwalter Kelly Blade	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Bookwalter Malleable Blade	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	Bookwalter Malleable Blades	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Bookwalter Harrington Blade	1" × 5 ⁵ / ₈ " × 2 ¹ / ₂ " (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Wooden Storage Box	専用保護ケース

製品詳細

Bookwalter Retractorは、テーブル固定式の自動開創器システムです。助手が個別の開創器を保持する代わりに、手術台にセットを固定して各ブレードを定位置で保持することにより、腎摘除術、前立腺全摘除術、開腹術などの主要な開腹手術において、安定したハンズフリーの術野展開と視認性を提供します。

マウントフレームワークは、12" (30.5 cm) のBookwalterフィールドポスト、水平バー、ポストカプラー、および直径1" (2.5 cm) の水平フレックスバーで構成されています。このアセンブリにより、10¹/₂" × 14¹/₂" (26.7 × 36.8 cm) の中型オーバルリングと10¹/₂" × 19" (26.7 × 48.3 cm) の中型セグメントリングを支持し、切開部位に合わせてフレームを配置・調整できます。

2つの標準非チルト式ラチェットと5つのマルチアングル・チルト式ラチェット機構がリングにクランプされ、各ブレードを選択した深さと角度で保持します。付属のブレードには、2つのBalfourブレード、3"、4"、5"、6"の4種類の長さのKellyブレード、3つの可塑性ブレード、およびHarringtonブレードが含まれており、切開部の深さや形状に合わせて最適な展開が可能です。

すべての構成部品は、非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されています。Bookwalter Retractorは新品、再利用可能で、完全なオートクレーブに対応しています。非滅菌状態で提供されるため、使用前に医療施設の認定された手順に従って洗浄・滅菌を行ってください。コンポーネントは、専用の有孔木製ボックスに整理され、安全に保管・処理できるようになっています。Retractor Makerはパキスタンのシアールコートで本システムを製造し、病院、外科医、販売代理店に直接供給しています。最小注文数量は1セットからです。Bookwalter Retractorは、Retractor Makerによって直接製造、検査、供給されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest