



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU RM-JTR-DE-17-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	17 cm Gesamtlänge, schlanke, gebogene doppelendige Blätter	\$39
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$39

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Jackson Tracheal Retractor-Double Ended ist ein essenzielles Instrument für die HNO und die Notfallchirurgie, das speziell entwickelt wurde, um eine effiziente Doppelretraktion bei elektiven und notfallmäßigen Tracheostomieverfahren zu gewährleisten. Mit gegensätzlich gebogenen Blättern an den Enden eines zentralen Griffs ermöglicht dieses Instrument den chirurgischen Teams einen mühelosen Übergang zwischen der prätrachealen Weichteilverdrängung und der direkten Anhebung der Trachealringe, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.

Um die operative Agilität zu optimieren, verfügt diese Jackson Tracheal Retractor-Double Ended-Konfiguration über eine Gesamtlänge von 17 cm (\$39). Die schlanke, gebogene, doppelendige Architektur ist mit einem ergonomischen Mittelgriff kombiniert, der die Ermüdung der Hand des Anwenders verringert und gleichzeitig einen stabilen manuellen Gegenzug ermöglicht. Die glatt polierten Arbeitsenden umschließen empfindliches zervikales Gewebe und Trachealränder schonend und verhindern versehentliche Schleimhautläsionen oder Knorpelfrakturen während der Tubusinsertion.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien satinierten Matt-Finish, stellt Retractor Maker den Jackson Tracheal Retractor-Double Ended nach strengen klinischen Standards her. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für HNO-Abteilungen, Notaufnahmen und Traumazentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest