



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Mejillas Hajek

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Mejillas Hajek

SKU RM-HCR-175-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Hajek Cheek Retractor	Longitud total 17.5 cm, hoja de mejilla atraumática, agarre cómodo — 1	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Mejillas Hajek es un retractor quirúrgico oral y maxilofacial esencial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y no traumático de las mejillas, labios y mucosa oral durante cirugías dentales, alveolares y ortognáticas. Diseñado con un perfil de hoja atraumática, este instrumento protege los tejidos blandos de los taladros quirúrgicos y fresas rotatorias, manteniendo una visión operativa amplia sobre la dentición y los maxilares.

Construido para garantizar un manejo operativo preciso, esta configuración del Separador de Mejillas Hajek presenta una longitud total de la herramienta de 17.5 cm (\$24) con una masa ligera de 0.080 kg que minimiza la fatiga del usuario. Su extremo de trabajo incorpora un diseño de hoja suave y atraumática que distribuye la tracción manual de manera uniforme a través de los tejidos bucales, evitando la isquemia por presión localizada o desgarros mucosos. El mango ergonómico de agarre cómodo proporciona a los asistentes quirúrgicos un control manual firme y antideslizante durante procedimientos orales prolongados.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador de Mejillas Hajek bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y total durabilidad en autoclave para clínicas dentales, de cirugía oral y maxilofaciales en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest