



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретракторы для малоинвазивного
эндопротезирования коленного сустава

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретракторы для малоинвазивного эндопротезирования коленного сустава

SKU RM-MIKR-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
19 см общая длина	RM-MIKR-1-1	\$79
20 см общая длина	RM-MIKR-1-2	\$84
22 см Общая длина	RM-MIKR-1-3	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретракторы для малоинвазивного эндопротезирования коленного сустава являются незаменимыми ортопедическими инструментами, разработанными специально для надежной рычажной фиксации кости и смещения периартикулярных мягких тканей через уменьшенные кожные разрезы при малоинвазивном тотальном эндопротезировании коленного сустава (MIS-ТКА). Благодаря низкопрофильным контурным стержням эти ретракторы позволяют хирургам аккуратно отводить надколенник, коллатеральные связки и капсулу, не создавая чрезмерного натяжения краев разреза.

Данная серия ретракторов разработана с учетом анатомических особенностей различных пациентов и глубины залегания тканей и представлена в трех вариантах длины, доступных для выбора в меню опций: 19 см (\$79) для узких коленных суставов, 20 см (\$84) для стандартных процедур у взрослых и удлиненный вариант 22 см (\$89) для глубокого доступа. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, каждый ретрактор оснащен эргономичной рукояткой и контурным клювовидным наконечником, который надежно фиксируется на кортикальном слое бедренной и большеберцовой костей, предотвращая соскальзывание во время высокоскоростной резекции кости.

Retractor Maker производит данные ретракторы с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать высокий механический крутящий момент и многократные циклы

автоклавирования, обеспечивая исключительную клиническую долговечность, коррозионную стойкость и полную надежность при стерилизации для отделений реконструкции суставов по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest