



製品パンフレット

Obwegeser 歯槽部レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser 歯槽部 レトラクター

SKU RM-OAR-22-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Obwegeser 歯槽部レトラクター	全長 22 cm、ノッチ付き湾曲歯槽部ブレード	\$49
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Obwegeser 歯槽部レトラクターは、上顎および下顎の歯槽堤に沿って軟組織を安全かつ非侵襲的に変位させるために特別に設計された、顎顔面および顎矯正手術に不可欠な開創器です。歯槽堤に快適にフィットするよう解剖学的に湾曲したノッチ付きブレードにより、骨切り術中に回転するデンタルバーや往復鋸から唇や頬を保護することができます。

口腔内の深い術野でも最適な操作性を発揮できるよう、この Obwegeser 歯槽部レトラクターの構成は全長 22 cm (\$49) に設定されています。最高級の術場用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、優れた強度と耐食性を確保。滑らかに研磨されたブレード縁は粘膜組織を清潔に保持し、局所的な圧迫性虚血や裂傷を防ぎます。人間工学に基づいたフラットハンドルにより、助手は広範囲にわたる骨再建術の間、疲労を感じることなく安定した手動のカウンター・トラクションを維持できます。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Obwegeser 歯槽部レトラクターは、繰り返しの病院滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の口腔顎顔面外科および顔面再建外科チームに卓越した耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest