



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur costal Haight

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur costal Haight

SKU RM-HRS-329-1

\$329 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Barre d'expansion horizontale	Châssis coulissant permettant l'élargissement structurel manuel pendant la thoracotomie
2 (Paire fixe)	Valves à angle fixe	Plaques latérales de maintien osseux de 30 mm x 30 mm avec fenestrations tissulaires
1	Verrouillage par vis	Pince de rétention mécanique assurant un maintien stable au niveau de rétraction choisi
2	Bras de rétraction ergonomiques	Profils de poignées légers conçus avec des bords extérieurs parfaitement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur costal Haight est un rétracteur de chirurgie cardiothoracique essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un écartement intercostal progressif et sécurisé ainsi qu'une exposition optimale de la paroi thoracique lors des procédures de thoracotomie et de résection pulmonaire chez l'adulte. Doté d'une crémaillère d'expansion horizontale robuste, cet instrument permet aux chirurgiens thoraciques d'appliquer des forces d'écartement mécaniques constantes sur les côtes adjacentes, prévenant ainsi les fractures costales tout en maintenant un couloir opératoire dégagé vers la cavité pleurale.

Conçu selon les spécifications cliniques, cet ensemble complet Haight Rib Spreader (\$329) comprend une barre d'expansion horizontale robuste permettant un élargissement structurel manuel jusqu'à une portée maximale de 120 mm. Fabriquées à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les valves latérales à angle fixe mesurent 30 mm x 30 mm et sont dotées de fenestrations

stratégiquement placées qui s'ancrent fermement sur les cortex osseux adultes sans glisser. Le mécanisme de verrouillage par vis assure un maintien stable au niveau de rétraction choisi, tandis que les bras ergonomiques aux bords extérieurs lisses préviennent les dommages aux tissus mous.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Haight pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires thoraciques, services de cardiologie et centres de traumatologie du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest