



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Allport Mastoid Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Allport Mastoid Ekartör

SKU RM-AMR-1

\$59 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Allport Mastoid Ekartör	10.2 cm toplam uzunluk, 4x4 sivri uçlar	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Allport Mastoid Ekartör, temporal kemiğin stabil ve eller serbest görüntülenmesini gerektiren otolojik ve kafa tabanı prosedürleri için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir kendinden tutmalı cerrahi ekartördür. Keskin kilitli uçları ile retroauriküler flep ve periostu geride tutarak cerrahi personeli serbest bırakırken engelsiz bir mikrocerrahi koridoru sağlar.

Kısıtlı çalışma alanlarında hassas gerdirmeye için tasarlanan bu Allport Mastoid Ekartör konfigürasyonu, 10.2 cm (yaklaşık 4 inç) toplam uzunluğa ve 4x4 sivri uç düzenine sahiptir. Entegre mekanik kelebek vida kolu, cerrahın bıçak genişlemesini milimetre milimetre ayarlamasına olanak tanıyarak hassas periostal dokuların yırtılmasını önleyen kontrollü bir karşı traksiyon sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde işlenen Retractor Maker, Allport Mastoid Ekartörü hastanedeki tekrarlayan sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmiştir; bu da KBB ve beyin cerrahisi ekiplerine güvenilir tutuş gücü ve uzun ömür sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest