



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU RM-CLMRS-1

\$799 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Laterale Valve	40 mm
1	Laterale Valve	45 mm
1	Laterale Valve	50 mm
1	Laterale Valve	55 mm
1	Laterale Valve	60 mm
1	Laterale Valve	65 mm
1	Laterale Valve	75 mm
1	Spekula	40 mm
1	Spekula	45 mm
1	Spekula	50 mm
1	Spekula	55 mm
1	Spekula	60 mm
1	Spekula	65 mm
1	Spekula	75 mm

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ausstoßzange	Zange zum schnellen Valvenwechsel
1	Caspar Microdiscectomy Retraktorrahmen	Gegenzugrahmen
1	Sterilisationsbox	Aluminiumcontainer mit Instrumentensieb

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System ist eine klassische, hochgeschätzte chirurgische Retraktor-Plattform, die speziell für eine unbehinderte Mikro-Exposition während lumbaler Bandscheiben- und Kanalkompressionen entwickelt wurde. Durch die Kombination eines Gegenzugrahmens mit austauschbaren Spekula und lateralen Valven schafft dieses System einen schmalen, stabilen Zugangsweg, der den Operationskorridor von sperrigen Instrumenten freihält.

Das für die Mikrodissektomie und gezielte Laminektomien konzipierte Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System umfasst 17 präzise Funktionskomponenten. Das Set beinhaltet einen Caspar Mikrodissektomie-Retraktorrahmen, sieben laterale Valven in Tiefen von 40 mm bis 75 mm, sieben passende Spekula von 40 mm bis 75 mm sowie eine spezielle Ausstoßzange für den schnellen, sicheren intraoperativen Valvenwechsel ohne Gewebetrauma.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsarmem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das komplette Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System unsteril und voll autoklavierbar in einem robusten Aluminium-Sterilisationscontainer mit speziellen Halterungen, was eine schnelle Wiederaufbereitung und langfristige Haltbarkeit garantiert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest