



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Langenbeck Retractor-Solid Handle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Langenbeck Retractor-Solid Handle

SKU RM-LRSH-203-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estilo #1	Dimensões (Comprimento × Largura): 32 mm de comp. × 10 mm de largura · Função Clínica Primária: Retração focada de margens de feridas e tecidos moles superficiais · Preço (USD): \$49.00
1	Estilo #2	Dimensões (Comprimento × Largura): 38 mm de comp. × 10 mm de largura · Função Clínica Primária: Retração fascial intermediária e exposição de tendões · Preço (USD): \$49.00
1	Estilo #3	Dimensões (Comprimento × Largura): 38 mm de comp. × 12 mm de largura · Função Clínica Primária: Apendicectomia padrão em adultos, hérnias e acesso ortopédico articular · Preço (USD): \$49.00
1	Estilo #4	Dimensões (Comprimento × Largura): 38 mm de comp. × 16 mm de largura · Função Clínica Primária: Deslocamento muscular amplo e fixação profunda de tecidos moles · Preço (USD): \$49.00
1	Luva Protetora / Caixa	Dimensões (Comprimento × Largura): Embalagem Padrão de Transporte · Função Clínica Primária: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Langenbeck Retractor-Solid Handle é um afastador cirúrgico manual essencial, desenvolvido especificamente para fornecer retração confiável e antiderrapante de tecidos moles e musculares durante cirurgias gerais, ortopédicas e plásticas. Projetado com uma lâmina alongada em ângulo reto terminando em um rebordo de retenção inferior, este instrumento permite que os auxiliares cirúrgicos mantenham contração constante em margens cutâneas e camadas musculares sem deslizamento.

Construído conforme padrões clínicos estruturais, este Langenbeck Retractor-Solid Handle apresenta um comprimento total uniforme da ferramenta de 20.3 cm (8 inches, \$49). Produzido manualmente com Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento é altamente customizável através de quatro classificações distintas de estilo de lâmina: Estilo #1 (32 mm de comprimento × 10 mm de largura), Estilo #2 (38 mm de comprimento × 10 mm de largura), Estilo #3 (38 mm de comprimento × 12 mm de largura) e Estilo #4 (38 mm de comprimento × 16 mm de largura). O cabo plano sólido e ergonomicamente equilibrado proporciona uma pegada confortável e livre de fadiga para os assistentes operatórios.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Langenbeck Retractor-Solid Handle para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade clínica completa para centros cirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest